

# VITILITY



70210130

## Bread knife - ergonomic

English .....	<b>Instructions for use .....</b>	P. 03
Nederlands .....	<b>Gebruikaanwijzing .....</b>	P. 04
Deutsch .....	<b>Gebrauchsanweisung .....</b>	S. 05
Français .....	<b>Mode d'emploi .....</b>	P. 06
Dansk .....	<b>Brugsanvisning .....</b>	S. 07
Eesti keel .....	<b>Kasutusjuhend .....</b>	P. 08
Español .....	<b>Manual de instrucciones .....</b>	P. 09
Italiano.....	<b>Manuale d'uso .....</b>	P. 10
Latviešu .....	<b>Lietošanas instrukcija .....</b>	S. 11
Lietuvių .....	<b>Naudojimo instrukcija .....</b>	P. 12
Norsk .....	<b>Bruksanvisning .....</b>	S. 13
Português .....	<b>Manual de instruções .....</b>	P. 14
Русский .....	<b>Инструкция по применению .....</b>	P. 15
Slovenščina .....	<b>Navodila za uporabo .....</b>	P. 16
Suomi .....	<b>Käyttöohje .....</b>	S. 17
Svenska .....	<b>Bruksanvisning .....</b>	S. 18

# VITILITY



## ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

# Bread knife - ergonomic

### 1. INTENDED USE

The ergonomic knife has an angled grip so minimum effort is needed to get the job done. The angled grip holds the hand, wrist, and arm in a natural (anatomical) position which prevents excessive effort of the wrist, related pain, and inflammation.

### 2. RISKS & WARNINGS

The evaluation of all risks by VITILITY risk management showed that the remaining residual risk is as low as reasonably possible.

#### 2.1 SAFETY GUIDELINES

Please ensure the product is in a faultless condition before use.

#### 2.2 POTENTIAL RISKS

##### - CLEAN BEFORE USE

Incorrect assembly or installation can lead to reduced performance or dangerous situations.

##### - CUT OR PINCH HAZARD

There is a risk of cuts or pinching injuries when contacting moving or sharp parts.

##### - DEFORMATION DUE TO HEAT

The product can melt, deform, or lose its function when exposed to high temperatures.

##### - SHARP EDGES OR POINTS

Sharp edges or points on the product can lead to cuts or puncture wounds upon contact.

##### - USE BY YOUNG CHILDREN

This product is not suitable for children under 6 years. Use is only allowed under strict adult supervision to prevent possible dangers or misuse.

#### 2.3 WARNINGS

The product must be replaced if required by one or more of the following criteria:

- Do not use if the product is damaged.
- The user's general condition is an important part of the risk assessment.

#### 2.4 PRECAUTIONS

- People with self-harming behavior should not be left alone with the product.

### 3. WARRANTY

There is a 12 months warranty on this product. The warranty period begins on the date of purchase (shown on the purchase receipt). During the warranty period, you can submit any complaints about a defective VITILITY-product

to your dealer or to the service address specified. In this period, we will repair all defects due to faulty materials or operation free of charge. Improper handling, falls, impacts and the like are excluded from the warranty. A new warranty period does not start if the product is repaired or exchanged; the 12 months warranty period as of the purchase date continues unchanged.

Any warranty expires in the event of non-compliance such as use other than as intended, repairs and alterations made to the head protector or its components by unauthorised people.

### 4. SYMBOLS

The symbols and their explanations can be found on page 19.

### 5. SERIOUS INCIDENT REPORT

In the event of serious incidents related to the use of the device should be reported to your local dealer and the national competent authority in a timely manner. The local dealer will forward the information to the manufacturer.

## NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING

# Broodmes - ergonomisch

### 1. BEOOGD GEBRUIK

Het ergonomische mes heeft een gehoekte greep dus minimale inspanning is nodig om de klus te klaren. De gehoekte greep houdt de hand, pols en arm in een natuurlijke (anatomische) positie die overmatige inspanning van de pols, gerelateerde pijn en ontsteking voorkomt.

### 2. RISICO'S EN WAARSCHUWINGEN

De evaluatie van alle risico's door het risicomangement van VITILITY heeft aangetoond dat het resterende restrisico zo laag mogelijk is.

#### 2.1 VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Zorg ervoor dat het product in een foutloze staat verkeert vóór gebruik.

#### 2.2 POTENTIELLE RISICO'S

##### - REINIGEN VOOR GEBRUIK

Onjuiste montage of installatie kan leiden tot verminderde werking of gevaarlijke situaties.

##### - SNIJ- OF KNELGEVAAR

Er bestaat kans op snij- of klemverwondingen bij contact met bewegende of scherpe delen.

##### - VERVORMING BIJ HITTE

Het product kan smelten, vervormen of zijn functie verliezen bij blootstelling aan hoge temperaturen.

##### - SCHERPE RANDEN OF PUNTEN

Scherpe randen of punten aan het product kunnen leiden tot snij- of prikverwondingen bij aanraking.

##### - GEBRUIK DOOR JONGE KINDEREN

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar. Gebruik is alleen toegestaan onder strikt toezicht van een volwassene om mogelijke gevaren of verkeerd gebruik te voorkomen.

#### 2.3 WAARSCHUWINGEN

Het product moet worden vervangen als aan een of meer van de volgende criteria wordt voldaan:

- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- De algemene toestand van de gebruiker is een belangrijk onderdeel van de risicobeoordeling.

#### 2.4 VOORZORGSMATREGELEN

- Personen met zelfbeschadigend gedrag mogen niet alleen worden gelaten met het product.

### 3. GARANTIE

Op dit product zit een garantie van 12 maanden. De garantietijd begint op de aankoopdatum (vermeld op het aankoopbewijs). Tijdens de garantietijd kunt u klachten

over een defect VITILITY-product indienen bij uw dealer of bij het opgegeven serviceadres. Gedurende deze periode repareren wij gratis alle defecten als gevolg van gebrekkige materialen of werkings. Onjuist gebruik, vallen, stoten en dergelijke zijn uitgesloten van de garantie. Een nieuwe garantietijd begint niet in als het product wordt gerepareerd of vervangen; de garantietijd van 12 maanden vanaf de aankoopdatum blijft ongewijzigd. Elke garantie vervalt in geval van niet-naleving, zoals gebruik anders dan bedoeld, reparaties en wijzigingen aan de hoofdbeschermer of onderdelen daarvan door onbevoegde personen.

### 4. SYMBOLEN

De symbolen en hun uitleg staan op pagina 19.

### 5. MELDING VAN ERNSTIG INCIDENT

In geval van ernstige incidenten met betrekking tot het gebruik van het apparaat, dient dit tijdig te worden gemeld bij uw plaatselijke dealer en de nationale bevoegde autoriteit. De plaatselijke dealer zal de informatie doorsturen naar de fabrikant.

## DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG

# Brotmesser - ergonomisch

### 1. ZWECKBESTIMMUNG

Der abgewinkelte und rutschfeste Handgriff der Easy-Grip-Brotmesser ermöglicht ein Arbeiten mit weniger Kraftaufwand. Hand, Handgelenk und Arm bleiben in einer natürlichen (anatomischen) Position. Das verhindert Überlastungen des Handgelenks und reduziert Schmerzen und/oder Entzündungen. Trotz Edelstahl-ausführung haben die Brotmesser nur ein geringes Gewicht.

### 2. RISIKEN & WARNHINWEISE

Die Bewertung aller Risiken durch das Risikomanagement von VITILITY hat gezeigt, dass das verbleibende Restrisiko so gering wie möglich ist.

#### 2.1 SICHERHEITSRICHTLINIEN

Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.

#### 2.2 POTENZIELLE RISIKEN

##### - VOR DER BENUTZUNG REINIGEN

Falsche Montage oder Installation kann zu verminderter Leistung oder gefährlichen Situationen führen.

##### - SCHNITT- ODER QUETSCHGEFAHR

Es besteht Gefahr von Schnitt- oder Quetschverletzungen bei Kontakt mit beweglichen oder scharfen Teilen.

##### - VERFORMUNG DURCH HITZE

Das Produkt kann schmelzen, sich verformen oder seine Funktion verlieren, wenn es hohen Temperaturen ausgesetzt wird.

##### - SCHARFE KANTEN ODER SPITZEN

Scharfe Kanten oder Spitzen am Produkt können bei Berührung zu Schnitt- oder Stichwunden führen.

##### - NUTZUNG DURCH JUNGE KINDER

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Die Nutzung ist nur unter strenger Aufsicht eines Erwachsenen erlaubt um mögliche Gefahren oder Fehlgebrauch zu vermeiden.

#### 2.3 WARNUNGEN

Das Produkt muss ersetzt werden, wenn eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.
- Der allgemeine Zustand des Benutzers ist ein wichtiger Teil der Risikobewertung.

#### 2.4 VORSICHTSMASSNAHMEN

- Personen mit selbstschädigendem Verhalten dürfen nicht allein mit dem Produkt gelassen werden.

### 3. GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 12 Monaten. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum (auf der Kaufquittung vermerkt). Während der Garantiezeit können Sie Beanstandungen eines defekten VITILITY-Produkts bei Ihrem Händler oder der angegebenen Servicestelle einreichen. In diesem Zeitraum beheben wir alle Mängel aufgrund fehlerhafter Materialien oder Bedienung kostenlos. Unsachgemäße Handhabung, Stürze, Stöße und Ähnliches sind von der Garantie ausgeschlossen. Ein neuer Garantiezeitraum beginnt nicht, wenn das Produkt repariert oder ausgetauscht wird; die 12-monatige Garantiezeit ab Kaufdatum bleibt unverändert. Jegliche Garantie erlischt bei Nichteinhaltung, z. B. bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, Reparaturen und Änderungen an dem Kopfschutz oder seinen Komponenten durch nicht autorisierte Personen.

### 4. SYMBOLE

Die Symbole und ihre Erklärungen finden Sie auf Seite 19.

### 5. MELDUNG ÜBER SCHWERWIEGENDEN VORFALL

Im Falle schwerwiegender Vorfälle im Zusammenhang mit der Nutzung des Geräts sollte dies umgehend Ihrem lokalen Händler und der zuständigen nationalen Behörde gemeldet werden. Der lokale Händler wird die Informationen an den Hersteller weiterleiten.

**FRANÇAIS MODE D'EMPLOI**

# Couteau à pain - ergonomique

## 1. UTILISATION PRÉVUE

Le couteau ergonomique a une poignée inclinée, ce qui nécessite un minimum d'effort pour accomplir le travail. La poignée inclinée maintient la main, le poignet et le bras dans une position naturelle (anatomique), ce qui évite un effort excessif du poignet, la douleur et l'inflammation associées.

## 2. RISQUES ET AVERTISSEMENTS

L'évaluation de tous les risques par la gestion des risques de VITILITY a montré que le risque résiduel restant est aussi faible que raisonnablement possible.

### 2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous que le produit est en parfait état avant de l'utiliser.

### 2.2 RISQUES POTENTIELS

#### - NETTOYER AVANT UTILISATION

Un montage ou une installation incorrects peut entraîner une performance réduite ou des situations dangereuses.

#### - RISQUE DE COUPURE OU DE PINCEMENT

Il existe un risque de coupures ou de blessures par pincement en cas de contact avec des pièces mobiles ou tranchantes.

#### - DÉFORMATION DUE À LA CHALEUR

Le produit peut fondre, se déformer ou perdre sa fonction lorsqu'il est exposé à des températures élevées.

#### - BORDS OU POINTES TRANCHANTS

Les bords ou pointes tranchants du produit peuvent provoquer des coupures ou des piqûres au contact.

#### - UTILISATION PAR DE JEUNES ENFANTS

Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 ans. Son utilisation n'est autorisée que sous la surveillance stricte d'un adulte pour éviter tout danger ou mauvaise utilisation.

### 2.3 AVERTISSEMENTS

Le produit doit être remplacé si l'un ou plusieurs des critères suivants s'appliquent :

- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- L'état général de l'utilisateur est une partie importante de l'évaluation des risques.

### 2.4 PRÉCAUTIONS

- Les personnes ayant des comportements autodestructeurs ne doivent pas être laissées seules avec le produit.

## 3. GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de 12 mois. La période de garantie commence à la date d'achat (indiquée sur le reçu). Pendant la période de garantie, vous pouvez soumettre toute réclamation concernant un produit VITILITY défectueux à votre revendeur ou à l'adresse de service indiquée. Durant cette période, nous réparerons gratuitement tous les défauts dus à des matériaux ou à un fonctionnement défectueux. Une mauvaise manipulation, les chutes, les impacts, et autres cas similaires sont exclus de la garantie. Une nouvelle période de garantie ne commence pas si le produit est réparé ou échangé ; la période de garantie de 12 mois à partir de la date d'achat reste inchangée. Toute garantie expire en cas de non-respect des conditions, notamment en cas d'utilisation non conforme, de réparations ou de modifications effectuées sur le protège-tête ou ses composants par des personnes non autorisées.

## 4. SYMBOLES

Les symboles et leurs explications se trouvent à la page 19.

## 5. NOTIFICATION D'INCIDENT GRAVE

En cas d'incidents graves liés à l'utilisation de l'appareil, ceux-ci doivent être signalés rapidement à votre revendeur local et à l'autorité nationale compétente. Le revendeur local transmettra les informations au fabricant.

## DANSK BRUGSANVISNING

# Brodkniv - ergonomisk

### 1. TILTÆNKET BRUG

Den ergonomiske kniv har et vinklet greb, så der kræves minimal indsats for at få arbejdet gjort. Det vinklede greb holder hånden, håndleddet og armen i en naturlig (anatomisk) position, som forhindrer overdrevne anstrengelse af håndleddet, relateret smerte og betændelse.

### 2. RISICI & ADVARSLER

Evalueringen af alle risici foretaget af VITILITY's risikostyring viste, at den resterende risiko er så lav som rimeligt muligt.

#### 2.1 SIKKERHEDSRETNINGSLINJER

Sørg for, at produktet er i fejlfri stand, før det tages i brug.

#### 2.2 POTENTIELLE RISICI

##### - RENS FØR BRUG

Ukorrekt montering eller installation kan føre til nedsat ydeevne eller farlige situationer.

##### - SKÆRESKADER ELLER KLEMFARE

Der er risiko for skær- eller klemeskader ved kontakt med bevægelige eller skarpe dele.

##### - DEFORMATION VED VARME

Produktet kan smelte, deformere eller miste sin funktion ved udsættelse for høje temperaturer.

##### - SKARPE KANTER ELLER SPIDSER

Skarpe kanter eller spidser på produktet kan føre til skår- eller stiksår ved berøring.

##### - BRUG AF UNGE BØRN

Dette produkt er ikke egnet til børn under 6 år. Brug er kun tilladt under streng opsyn af en voksen for at forhindre mulige farer eller misbrug.

#### 2.3 ADVARSLER

Produktet skal udskiftes, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt:

- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Brugerens generel tilstand er en vigtig del af risikovurderingen.

#### 2.4 FORHOLDSREGLER

- Personer med selvskadende adfærd må ikke være alene med produktet.

### 3. GARANTI

Der er 12 måneders garanti på dette produkt. Garantiperioden begynder på købsdatoen (angivet på købsbeviset). I garantiperioden kan du indsende eventuelle klager over et defekt VITILITY-produkt til din forhandler eller til den specificerede serviceadresse. I denne periode vil vi gratis reparere alle fejl, der skyldes defekte materialer eller

betjenning. Forkert håndtering, fald, stød og lignende er undtaget fra garantien. En ny garantiperiode starter ikke, hvis produktet repareres eller udskiftes; de 12 måneders garantiperiode fra købsdatoen fortsætter uændret. Enhver garanti bortfalder ved manglende overholdelse, såsom brug, der ikke er tilsligtet, reparationer og ændringer foretaget på hovedbeskyttelsen eller dens komponenter af uautoriserede personer.

### 4. SYMBOLER

Symbolerne og deres forklaringer findes på side 19.

### 5. ANMELDELSE AF ALVORLIG HÆNDELSE

I tilfælde af alvorlige hændelser i forbindelse med brug af enheden, skal det rapporteres til din lokale forhandler og den nationale kompetente myndighed rettidigt. Den lokale forhandler vil videresende oplysningerne til producenten.

## EESTI KEEL KASUTUSJUHEND

# Leivanuga - ergonoomiline

## 1. KAVANDATUD KASUTUS

Ergonoomilisel noal on nurga all olev käepide, nii et töö tegemiseks on vaja minimaalset pingutust. Nurga all olev käepide hoib kätt, randmet ja käsivart loomulikus (anatomilises) asendis, mis hoib ära randme liigse pingutuse, sellega seotud valu ja põletiku.

## 2. RISKID JA HOIATUSED

VITILITY riskijuhtimise teostatud riskide hindamine näitas, et jäärisk on võimalikult madal.

### 2.1 OHUTUSJUHISED

Enne kasutamist veenduge, et toode oleks veatus seisukorras.

### 2.2 POTENTSIAALSED RISKID

#### - PUHASTAGE ENNE KASUTAMIST

Väärmontaaž või paigaldus võib viia vähenenud jöudluse või ohtlike olukordadeeni.

#### - LÖIKE- VÕI PIGISTAMISOHT

Likumis- või teravat osadega kokkupuutel on lõike- või purunemisoht.

#### - DEFORMATSION KUUMUSE MÖJUL

Toode võib sulada, deformeeruda või kaotada oma funktsiooni kõrgetele temperatuuridele allumise korral.

#### - TERAVAD SERVAD VÕI TIPUD

Teravad servad või tipud tootel võivad kokkupuutel põhjustada lõike- või torkehauv.

#### - KASUTAMINE VÄIKESTE LASTE POOLT

Toode ei sobi lastele kes on alla 6 aasta vana. Kasutamine on lubatud ainult täiskasvanu range järelevalve all võimlike ohtude või vale kasutamise vältimiseks.

### 2.3 HOIATUSED

Toode tuleb asendada, kui esineb üks või mitu järgmistes kriteeriumidest:

- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.
- Kasutaja üldine seisund on oluline osa riskihindamisest.

### 2.4 ETTEVAATUSABINÖUD

- Enesekahjustamise kalduvusega inimesi ei tohi jäätta tootega üksi.

## 3. GARANTII

Sellele tootele kehtib 12-kuuline garantii. Garantiaeg algab ostukuupäevast (näidatud ostutšekil). Garantioperioodi jooksul saate esitada kaebusi defektse VITILITY-toote kohta oma edasimüüjale või määratud teenindusaadressile.

Selle aja jooksul parandame kõik vead, mis on põhjustatud

vigastest materjalidest või tööst, tasuta. Valesti käsitsemine, kukkumised, lõögid ja sarnased juhtumid ei kuulu garantii alla. Kui toodet remonditakse või vahetatakse, ei algata uus garantiperiood; 12-kuuline garantiaeg ostukuupäevast jätkub muutumatult. Garantii kaatab kehitvuse, kui esineb mittevästavus, näiteks kasutamine mitte ettenähtud viisil, kaitsepea või selle osade remont ja muudatused volitatama isikute poolt.

## 4. SÜMBOLID

Sümbolid ja nende selgitused leiate leheküljelt 19.

## 5. TÖSISE VAHEJUHTUMI TEAVITAMINE

Tösistele vahejuhtumite korral, mis on seotud seadme kasutamisega, tuleb sellest õigeaegselt teavitada kohalikku edasimüütjat ja riiklikku pädevat asutust. Kohalik edasimüüja edastab teabe tootjale.

## ESPAÑOL MANUAL DE INSTRUCCIONES

# Cuchillo de pan - ergonómico

### 1. USO PREVISTO

El cuchillo ergonómico tiene un mango en ángulo, por lo que se necesita un esfuerzo mínimo para realizar el trabajo. El agarre en ángulo mantiene la mano, la muñeca y el brazo en una posición natural (anatómica) que evita el esfuerzo excesivo de la muñeca, el dolor relacionado y la inflamación.

### 2. RIESGOS Y ADVERTENCIAS

La evaluación de todos los riesgos por parte de la gestión de riesgos de VITILITY mostró que el riesgo residual restante es tan bajo como sea razonablemente posible.

#### 2.1 DIRECTRICES DE SEGURIDAD

Asegúrate de que el producto esté en perfectas condiciones antes de usarlo.

#### 2.2 RIESGOS POTENCIALES

##### - LIMPIAR ANTES DE USAR

Una montaje o instalación incorrecta puede provocar un rendimiento reducido o situaciones peligrosas.

##### - RIESGO DE CORTE O APLASTAMIENTO

Existe el riesgo de lesiones por corte o pellizco al entrar en contacto con partes móviles o afiladas.

##### - DEFORMACIÓN POR CALOR

El producto puede derretirse, deformarse o perder su función cuando se expone a altas temperaturas.

##### - BORDES O PUNTAS AFILADAS

Los bordes o puntas afiladas del producto pueden causar cortes o heridas por pinchazo al contacto.

##### - USO POR NIÑOS PEQUEÑOS

Este producto no es adecuado para niños menores de 6 años. Su uso solo está permitido bajo estricta supervisión de un adulto para prevenir posibles peligros o mal uso.

#### 2.3 ADVERTENCIAS

El producto debe reemplazarse si se cumple uno o más de los siguientes criterios:

- No utilice el producto si está dañado.
- La condición general del usuario es una parte importante de la evaluación de riesgos.

#### 2.4 PRECAUCIONES

- Las personas con comportamientos autolesivos no deben quedarse solas con el producto.

### 3. GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 12 meses. El período de garantía comienza en la fecha de compra (indicado en el recibo de compra). Durante el período de garantía,

puede presentar cualquier queja sobre un producto VITILITY defectuoso a su distribuidor o a la dirección de servicio especificada. Durante este período, repararemos gratuitamente todos los defectos debidos a materiales defectuosos o funcionamiento incorrecto. El manejo indebido, las caídas, los impactos y similares quedan excluidos de la garantía. No se inicia un nuevo período de garantía si el producto se repara o cambia; el período de garantía de 12 meses desde la fecha de compra continúa sin cambios. Cualquier garantía expira en caso de incumplimiento, como el uso indebido, reparaciones y alteraciones realizadas en el protector de cabeza o sus componentes por personas no autorizadas.

### 4. SÍMBOLOS

Los símbolos y sus explicaciones se encuentran en la página 19.

### 5. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE GRAVE

En caso de incidentes graves relacionados con el uso del dispositivo, debe informarlo a su distribuidor local y a la autoridad nacional competente de manera oportuna. El distribuidor local enviará la información al fabricante.

## ITALIANO MANUALE D'USO

# Coltello per pane - ergonomico

### 1. USO PREVISTO

I lacci elasticici ti permettono di indossare o togliere le scarpe autonomamente, senza piegarti. I lacci elasticici devono essere allacciati solo una volta, dopodiché le scarpe diventano slip-on.

### 2. RISCHI E AVVERTENZE

La valutazione di tutti i rischi da parte della gestione del rischio di VITILITY ha dimostrato che il rischio residuo rimanente è il più basso ragionevolmente possibile.

#### 2.1 LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Assicurati che il prodotto sia in perfette condizioni prima dell'uso.

#### 2.2 RISCHI POTENZIALI

##### - PULIRE PRIMA DELL'USO

Un montaggio o un'installazione errati possono portare a prestazioni ridotte o situazioni pericolose.

##### - RISCHIO DI TAGLIO O SCHIACCIAMENTO

Esiste il rischio di tagli o schiacciamenti al contatto con parti in movimento o taglienti.

##### - DEFORMAZIONE DOVUTA AL CALORE

Il prodotto può sciogliersi, deformarsi o perdere la sua funzionalità se esposto a temperature elevate.

##### - BORDI O PUNTE APPUNTITE

I bordi o punte appuntite del prodotto possono causare tagli o ferite da puntura al contatto.

##### - UTILIZZO DA PARTE DI BAMBINI PICCOLI

Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 6 anni. L'uso è consentito solo sotto stretta supervisione di un adulto per prevenire possibili pericoli o usi impropri.

#### 2.3 AVVERTENZE

Il prodotto deve essere sostituito se è richiesto da uno o più dei seguenti criteri:

- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- La condizione generale dell'utente è una parte importante della valutazione del rischio.

#### 2.4 PRECAUZIONI

- Le persone con comportamenti autolesionistici non devono essere lasciate sole con il prodotto.

### 3. GARANTIE

Il prodotto è coperto da una garanzia di 12 mesi. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto (riportata sulla ricevuta). Durante il periodo di garanzia, puoi presentare reclami relativi a un prodotto VITILITY difettoso presso il tuo rivenditore o all'indirizzo di assistenza specificato.

Durante questo periodo, ripareremo gratuitamente tutti i difetti dovuti a materiali o funzionamenti difettosi. La manipolazione impropria, le cadute, gli urti e simili sono esclusi dalla garanzia. Un nuovo periodo di garanzia non inizia se il prodotto viene riparato o sostituito; il periodo di garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto rimane invariato. La garanzia decade in caso di mancato rispetto, come l'uso non conforme, riparazioni e modifiche effettuate al proteggiti-testa o ai suoi componenti da persone non autorizzate.

### 4. SIMBOLI

I simboli e le loro spiegazioni si trovano a pagina 19.

### 5. NOTIFICA DI INCIDENTE GRAVE

In caso di incidenti gravi legati all'uso del dispositivo, questi devono essere segnalati tempestivamente al rivenditore locale e all'autorità nazionale competente. Il rivenditore locale inoltrerà le informazioni al produttore.

**LATVIEŠU LIETOŠANAS INSTRUKCIJA****Maizes nazis – ergonomisks****1. PAREDZĒTĀ LIETOŠANA**

Ergonomiskam nazim ir lenķa rokturis, tāpēc, lai paveiktu darbu, ir jāpieliek minimālās pūles. Lenķiskais rokturis noretur roku, plaukstas locītavu un roku dabiskā (anatomiskā) stāvoklī, kas novērš pārmērīgu plaukstas locītavu piepūli, ar to saistītās sāpes un iekaisumu.

**2. RISKI UN BRĪDINĀJUMI**

VITILITY riska pārvaldības veiktas visu risku novērtējums parādīja, ka atlikušais risks ir iespējamīgs mazs.

**2.1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI**

Pārliecīnieties, ka produkts ir nevainojamā stāvoklī pirms lietošanas.

**2.2 POTENCIĀLIE RISKI****- TĪRĪT PIRMS LIETOŠANAS**

Nekorekta montāža vai uzstādišana var izraisīt samazinātu veikspēju vai bīstamas situācijas.

**- GRIEST VAI SASIETĀMA RISKS**

Ir iespēja iegūt grieztas vai saspieštās traumas, saskaroties ar kustīgiem vai asem elementiem.

**- DEFORMĀCIJA SILTUMA IETEKMĒ**

Produkta var izkust, deformēties vai zaudēt savu funkciju, ja tas tiek pakļauts augstām temperatūrām.

**- ASAS MALAS VAI GALI**

Asas malas vai gali produktā var izraisīt griezumu vai ievainojumu pie kontakta.

**- IZMANTOŠANA MAZIEM BĒRNIEM**

Šis produkts nav piemērots bērniem kas jaunāki par 6 gadiem. Lietošana ir atļauta tikai pieaugušā stingrā uzraudzībā lai novērstu iespējamos draudus vai nepareizu lietošanu.

**2.3 BRĪDINĀJUMI**

Produkts ir jāaizstāj, ja pastāv viens vai vairāki no šiem kritērijiem:

- Nelietojet produktu, ja tas ir bojāts.
- Lietotāja vispārējais stāvoklis ir svarīga riska novērtēšanas daļa.

**2.4 PIERSARDZĪBAS PASĀKUMI**

- Cilvēkus ar tieksmi uz paškaitējumu nedrīkst atstāt vienus ar produktu.

**3. GARANTIJA**

Šim produktam ir 12 mēnešu garantija. Garantijas periods sākas no pirkuma datuma (norādīts uz pirkuma kvīts).

Garantijas periodā jūs varat iesniegt sūdzības par bojātu VITILITY produktu savam tirgotājam vai norādītajai servisa

adresei. Šajā periodā mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies materiālā vai darbības klūdu dēļ. Nenepareiza lietošana, kritieni, triecieni un līdzīgas situācijas nav iekļautas garantijā. Ja produkts tiek labots vai nomainīts, jauns garantijas periods nesākas; 12 mēnešu garantijas periods no pirkuma datuma paliek nemainīgs. Garantija zaudē spēku, ja tiek pārkāpti noteikumi, piemēram, produkts tiek izmantots neatbilstoši, vai to labojusi vai modificējusi neatlauta persona.

**4. SIMBOLI**

Simboli un to skaidrojumi ir atrodami 19 lappusē.

**5. SMAGAS INCIDENTA PAZINOJUMS**

Ja rodas nopietni negadījumi, kas saistīti ar ierīces lietošanu, par to savlaicīgi jāziņo vietējam izplatītājam un nacionālajai kompetentajai iestādei. Vietējais izplatītājs pārsūtīs informāciju ražotājam.

**LIETUVIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

# Ergonomiškas duonos peilis

## 1. NUMATYTA PASKIRTIS

Ergonomiškas peilis turi kampuotą rankeną, todėl norint atlikti darbą reikia mažiausiai pastangų. Kampinė rankena išlaiko plaštaką, riešą ir ranką natūraloje (anatominėje) padėtyje, kuri apsaugo nuo per didelių riešo pastangų, su tuo susijusių skausmų ir uždegimų.

## 2. RIZIKOS IR ĮSPĖJIMAI

VITILITY riziku valdymo atlikta visų rizikų analizė parodė, kad likutinė rizika yra kuo mažesnė.

### 2.1 SAUGOS GAIRĖS

Prieš naudodami įsitikinkite, kad gaminys yra nepriekaištingos būklės.

### 2.2 POTENCIALŪS PAVOJAI

#### - VALYTI PRIEŠ NAUDOJAMIST

Neteisingas surinkimas ar montavimas gali sukelti sumažėjusią našumą arba pavojingas situacijas.

#### - PJOVIMO AR SUSPAUDIMO PAVOJUS

Yra pjovimo ar suspaudimo sužeidimo pavojus, kai liečiasi su judančiomis ar aštriais daiktais.

#### - DEFORMACIJA DĖL KARŠČIO

Produktas gali išširpti, deformuotis arba prarasti savo funkciją, kai jis yra veikiamas aukštų temperatūrų.

#### - AŠTRŪS KRAŠTAI AR SMAIGALAI

Aštrūs kraštai ar smaigalai gaminyje gali sukelti jbrėžimų ar durtinių žaizdų kontaktuojant.

#### - NAUDOJIMAS MAŽAIS VAIKIS

Šis produktas nėra tinkamas vaikams iki 6 metų. Naudoti galima tik su suaugusiojo griežta priežiūra kad būtų išvengta galimų pavojų ar netinkamo naudojimo.

### 2.3 ĮSPĖJIMAI

Produktas turi būti pakeistas, jei taikomas vienas ar dvi gau iš šių kriterijų:

- Nenaudokite produkto, jei jis pažeistas.
- Bendroji naudotojo būklė yra svarbi rizikos vertinimo dalis.

### 2.4 ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Žmonių, turinčių polinkį į savę žalojimą, negalima palikti vienų su produkту.

## 3. GARANTIJIA

Šiam gaminui suteikiama 12 mėnesių garantija. Garantijos laikotarpis prasideda nuo pirkimo datos (nurodyta pirkimo kvite). Garantijos laikotarpiu galite pateikti pretenzijas dėl netinkamo VITILITY produkto savo pardavėjui arba nurodytu aptarnavimo adresu. Šiuo laikotarpiu nemokamai

taisysime visus defektus, atsiradusius dėl nekokybiškų medžiagų ar veikimo. Neteisingas naudojimas, kritimai, smūgiai ir panašūs atvejai nejutraukiame į garantiją. Jei gaminys yra taisomas ar keičiamas, naujas garantijos laikotarpis neprasideda; 12 mėnesių garantijos laikotarpis nuo pirkimo datos lieka nepakitęs. Garantija nustoja galioti, jei nesilaikoma naudojimo taisyklė, jei gaminys naudojamas ne pagal paskirtį, remontuojamas ar modifikuojamas neįgaliotu asmenų.

## 4. SIMBOLIAI

Simbolius ir jų paaiškinimus rasite 19 puslapyje.

## 5. RIMTO INCIDENTO PRANEŠIMAS

Esant rimtiems incidentams, susijusiems su prietaiso naudojimu, apie tai reikia laiku pranešti vietiniam pardavėjui ir nacionalinei kompetentingai institucijai. Vietinis pardavėjas perduos informaciją gamintojui.

## NORSK BRUKSANVISNING

# Brodkniv - ergonomisk

### 1. TILSIKTET BRUK

Den ergonomiske kniven har et vinklet grep så minimal innsats er nødvendig for å få jobben gjort. Det vinklede grepet holder hånden, håndleddet og armen i en naturlig (anatomisk) posisjon som forhindrer overdrevne anstrengelser av håndleddet, relatert smerte og betennelse.

### 2. RISIKOER OG ADVARSLER

Vurderingen av alle risikoer fra VITILITYs risikostyring viste at den gjenværende risikoen er så lav som rimelig mulig.

#### 2.1 SIKKERHETSRETNINGSLINJER

Sørg for at produktet er i feilfri stand før bruk.

#### 2.2 POTENSIELLE RISIKOER

##### - RENS FØR BRUK

Utførelses- eller installasjonsfeil kan føre til redusert ytelse eller farlige situasjoner.

##### - KUTT- ELLER KLEMFARE

Det er fare for kutte- eller klemsskader ved kontakt med bevegelige eller skarpe deler.

##### - DEFORMASJON PÅ GRUNN AV VARME

Produktet kan smelte, deformeres eller miste funksjonen når det utsettes for høye temperaturer.

##### - SKARPE KANTER ELLER SPISSE R

Skarpe kanter eller spisser på produktet kan føre til kutt- eller stikkskader ved berøring.

##### - BRUK AV SMÅ BARN

Dette produktet er ikke egnert for barn under 6 år. Bruk er kun tillatt under streng tilsyn av en voksen for å hindre mulige farer eller misbruk.

#### 2.3 ADVARSLER

Produktet må byttes ut hvis ett eller flere av følgende kriterier oppfylles:

- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Brukerens generelle tilstand er en viktig del av risikovurderingen.

#### 2.4 FORHOLDSREGLER

- Personer med selvskadende atferd må ikke være alene med produktet.

### 3. GARANTI

Dette produktet har en garanti på 12 måneder. Garantiperioden starter fra kjøpsdatoen (angitt på kjøpskvitteringen). I garantiperioden kan du sende inn klager på en defekt VITILITY-vare til forhandleren din eller til den oppgitte serviceadressen. I denne perioden vil vi reparere alle feil som skyldes material- eller produksjonsfeil, kostnadsfritt.

Feilaktig håndtering, fall, støt og lignende er unntatt fra garantien. En ny garantiperiode starter ikke hvis produktet repareres eller byttes; garantiperioden på 12 måneder fra kjøpsdatoen forblir uendret. Garantien bortfaller dersom produktet brukes feil, eller hvis reparasjoner eller modifikasjoner utføres av uautoriserte personer på hodebeskytteren eller dens komponenter.

### 4. SYMBOLER

Symbolene og deres forklaringer finnes på side 19.

### 5. MELDINGER OM ALVORLIG HENDELSE

Ved alvorlige hendelser i forbindelse med bruk av enheten, skal dette rapporteres til din lokale forhandler og nasjonal kompetent myndighet i tide. Den lokale forhandleren vil videresende informasjonen til produsenten.

## PORTEGUÊS MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Faca de pão - ergonómica

### 1. USO PRETENDIDO

A faca ergonómica tem um cabo angular, portanto, é necessário um esforço mínimo para realizar o trabalho. A empunhadura angular mantém a mão, o pulso e o braço em uma posição natural (anatômica) que evita esforço excessivo do pulso, dor relacionada e inflamação.

### 2. RISCOS E AVISOS

A avaliação de todos os riscos pela gestão de riscos da VITILITY mostrou que o risco residual restante é tão baixo quanto possível.

#### 2.1 DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Certifique-se de que o produto esteja em perfeitas condições antes de utilizá-lo.

#### 2.2 RISCOS POTENCIAIS

##### - LIMPAR ANTES DE USAR

Montagem ou instalação incorretas podem levar a desempenho reduzido ou situações perigosas.

##### - RISCO DE CORTE OU ESMAGAMENTO

Existe risco de cortes ou ferimentos por aperto ao entrar em contato com peças móveis ou afiadas.

##### - DEFORMAÇÃO DEVIDO AO CALOR

O produto pode derreter, deformar-se ou perder a sua função quando exposto a altas temperaturas.

##### - BORDAS OU PONTOS AFIADOS

Bordas ou pontos afiados no produto podem causar cortes ou feridas por perfuração ao contato.

##### - UTILIZAÇÃO POR CRIANÇAS PEQUENAS

Este produto não é adequado para crianças menores de 6 anos. O uso só é permitido sob vigilância rigorosa de um adulto para evitar possíveis perigos ou mau uso.

#### 2.3 AVISOS

O produto deve ser substituído se atender a um ou mais dos seguintes critérios:

- Não utilize o produto se estiver danificado.
- A condição geral do utilizador é uma parte importante da avaliação de risco.

#### 2.4 PRECAUÇÕES

- Pessoas com comportamento autolesivo não devem ser deixadas sozinhas com o produto.

### 3. GARANTIA

Este produto tem uma garantia de 12 meses. O período de garantia começa na data de compra (indicada no recibo de compra). Durante o período de garantia, pode apresentar qualquer reclamação sobre um produto VITILITY defeituoso

ao seu revendedor ou ao endereço de serviço especificado. Durante este período, iremos reparar gratuitamente todos os defeitos devido a materiais ou operação defeituosos. O manuseio incorreto, quedas, impactos e semelhantes estão excluídos da garantia. Um novo período de garantia não começa se o produto for reparado ou substituído; o período de garantia de 12 meses a partir da data de compra permanece inalterado. Qualquer garantia expira em caso de não conformidade, como uso indevido, reparações ou alterações feitas no protetor de cabeça ou nos seus componentes por pessoas não autorizadas.

### 4. SÍMBOLOS

Os símbolos e suas explicações podem ser encontrados na página 19.

### 5. NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTE GRAVE

Em caso de incidentes graves relacionados ao uso do dispositivo, deve-se relatá-los prontamente ao seu distribuidor local e à autoridade nacional competente. O distribuidor local encaminhará as informações ao fabricante.

**РУССКИЙ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Нож для хлеба эргономичный****1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Эргономичный нож имеет наклонную рукоятку, поэтому для выполнения работы требуется минимум усилий. Угловая рукоятка удерживает кисть, запястье и предплечье в естественном (анатомическом) положении, что предотвращает чрезмерные усилия запястья, связанные с этим боли и воспаления.

**2. РИСКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Оценка всех рисков, проведённая управлением рисков VITILITY, показала, что остаточный риск минимален.

**2.1 РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Убедитесь, что изделие находится в исправном состоянии перед использованием.

**2.2 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ****- ОЧИСТИТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Неправильная сборка или установка может привести к снижению производительности или опасным ситуациям.

**- ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗОВ ИЛИ ЗАЩЕМЛЕНИЙ**

Существует риск порезов или зажимов при контакте с движущимися или острыми частями.

**- ДЕФОРМАЦИЯ ИЗ-ЗА ТЕПЛА**

Продукт может расплавиться, деформироваться или утратить свою функцию при воздействии высоких температур.

**- ОСТРЫЕ КРАЯ ИЛИ КОНЦЫ**

Острые края или концы на продукте могут привести к порезам или уколам при контакте.

**- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ**

Этот продукт не подходит для детей младше 6 лет.

Использование разрешено только под строгим присмотром взрослого чтобы избежать возможных опасностей или неправильного использования.

**2.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Продукт должен быть заменён, если выполняется один или несколько из следующих критерий:

- Не используйте продукт, если он повреждён.
- Общее состояние пользователя является важной частью оценки риска.

**2.4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Людей с саморазрушающим поведением нельзя оставлять наедине с продуктом.

**3. ГАРАНТИЯ**

На данный продукт предоставляется гарантия сроком

12 месяцев. Гарантийный период начинается с даты покупки (указанной в чеке). В течение гарантийного периода вы можете подать претензию на неисправный продукт VITILITY вашему продавцу или по указанному адресу сервиса. В этот период мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие из-за некачественных материалов или неисправной работы. Неправильное обращение, падения, удары и подобные случаи исключаются из гарантии. Новый гарантыйй период не начинается, если продукт отремонтирован или заменён; 12-месячный гарантыйй срок с момента покупки остаётся неизменным. Гарантия утрачивает силу в случае несоблюдения условий, например, при использовании не по назначению, ремонте или изменении защитного изделия или его компонентов неуполномоченными лицами.

**4. СИМВОЛЫ**

Символы и их объяснения можно найти на странице 19.

**5. СООБЩЕНИЕ О СЕРЬЕЗНОМ ИНЦИДЕНТЕ**

В случае серьезных инцидентов, связанных с использованием устройства, следует своевременно сообщить об этом местному дилеру и национальному компетентному органу. Местный дилер передаст информацию производителю.

## SLOVENŠČINA NAVODILA ZA UPORABO

# Brödkniv - ergonomisk

### 1. NAMEN UPORABE

Ergonomski nož ima nagnjen ročaj, tako da je za opravljanje dela potreben minimalen napor. Ročaj pod kotom drži roko, zapestje in roko v naravnem (anatomskem) položaju, kar preprečuje pretiran napor zapestja, s tem povezano bolečino in vnetje.

### 2. TVEGANJA IN OPORIZILA

Ocena vseh tveganj, ki jo je opravilo upravljanje tveganja podjetja VITILITY, je pokazala, da je preostalo tveganje minimalno.

#### 2.1 VARNOSTNE SMERNICE

Pred uporabo zagotovite, da je izdelek brezhiben.

#### 2.2 POTENCIALNA TVEGANJA

##### - OCİSTITE PRED UPORABO

Napačna montaža ali namestitev lahko privedeta do zmanjšane učinkovitosti ali nevarnih situacij.

##### - NEVARNOST REZANJA ALI STISKANJA

Obstaja nevarnost rezov ali stiskanja ob stiku z gibalnimi ali ostrimi deli.

##### - DEFORMACIJA ZARADI TOPLOTE

Izdelek se lahko stopi, deformira ali izgubi svojo funkcijo, ko je izpostavljen visokim temperaturam.

##### - OSTRIH ROBOV ALI KONIC

Ostrih robov ali konic na izdelku se lahko ob stiku pojavitjo rezi ali vbodi.

##### - UPORABA S STRANI MAJHNII OTROK

Ta izdelek ni primeren za otroke mlajše od 6 let. Uporaba je dovoljena le pod strogin nadzorom odrasle osebe da se preprečijo morebitna tveganja ali napačna uporaba.

#### 2.3 OPOZORILA

Izdelek je treba zamenjati, če je izpolnjen eden ali več naslednjih kriterijev:

- Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan.
- Splošno stanje uporabnika je pomemben del ocene tveganja.

#### 2.4 PREVIDNOSTNI UKREPI

- Oseb, ki se samopoškodujejo, ne smemo pustiti samih z izdelkom.

### 3. GARANCIJA

Na ta izdelek velja 12-mesečna garancija. Garancijsko obdobje začne teči na dan nakupa (naveden na računu). Med garancijskim obdobjem lahko pritožbe glede okvar-jenega izdelka VITILITY naslovite na svojega prodajalca ali na navedeni servisni naslov. V tem obdobju bomo

brezplačno popravili vse napake, ki so posledica napačnega materiala ali delovanja. Nepravilno ravnanje, padci, udarci in podobno so izključeni iz garancije. Novo garancijsko obdobje se ne začne, če je izdelek popravljen ali zamenjan; 12-mesečno garancijsko obdobje od datuma nakupa ostane nespremenjeno. Kakršna koli garancija preneha veljati v primeru neskladnosti, kot je uporaba v nasprotju z namenom, popravila ali spremembe zaščitne čelade ali njenih komponent s strani nepooblaščenih oseb.

### 4. SIMBOLI

Simboli in njihova pojasnila so na strani 19.

### 5. OBVEŠČANJE O RESNEM INCIDENTU

V primeru resnih incidentov v zvezi z uporabo naprave je treba to pravočasno prijaviti lokalnemu prodajalcu in nacionalnemu pristojnemu organu. Lokalni prodajalec bo informacije posredoval proizvajalcu.

## SUOMI KÄYTTÖOHJE

# Leipäveitsi - ergonominen

## 1. TARKOITETTU KÄYTTÖ

Joustavat kengänauhat mahdollistavat kenkien pukemisen ja riisumisen itsenäisesti ilman kumartumista. Joustavat kengänauhat tarvitsee sitoa vain kerran, minkä jälkeen kengästä tulee helppokäyttöinen ilman nauhojen avamista.

## 2. RISKIT JA VAROITUKSET

VITILITYn riskienhallinnan arviointi osoitti, että jäljelle jävä riski on niin pieni kuin mahdollista.

### 2.1 TURVAOHJEET

Varmista, että tuote on virheettömässä kunnossa ennen käyttöä.

### 2.2 MAHDOLLISET RISKIT

#### - PUHDISTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Vääärä kokoonpano tai asennus voi johtaa heikentyneeseen suorituskykyyn tai vaarallisiin tilanteisiin.

#### - LEIKKAUS- TAI PURISTUMISVAARA

Liikkuvien tai terävien osien kanssa kosketuksessa on viilto- tai puristusvammoja.

#### - MUODONMUUTOS LÄMMÖSTÄ

Tuote voi sulaa, muotoutua tai menettää toimintansa altistuessaan korkeille lämpötiloille.

#### - TERÄVÄT REUNAT TAI KÄRJET

Terävät reunat tai kärjet tuotteessa voivat kosketuksessa aiheuttaa viilto- tai pistovammoja.

#### - KÄYTTÖ NUORTEN LASTEN TOIMESTA

Tämä tuote ei soveltu alle 6-vuotiaalle lapsille. Käyttö on sallittua vain aikuisen tiukassa valvonnassa mahdollisten varojen tai väärinkäytön estämiseksi.

### 2.3 VAROITUKSET

Tuote on vaihdettava, jos yksi tai useampi seuraavista kriteereistä täytyy:

- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Käyttäjän yleinen terveydentila on tärkeä osa riskinarviointia.

### 2.4 VAROTOIMET

- Itsetuhoista käyttäytymistä osoittavia henkilötä ei saa jättää yksin tuotteen kanssa.

## 3. GARANTI

Der er 12 måneders garanti på dette produkt. Garantiperioden begynder på købsdatoen (angivet på købsbeviset). I garantiperioden kan du indsende eventuelle klager over et defekt VITILITY-produkt til din forhandler eller til den specificerede serviceadresse. I denne periode vil vi gratis reparere alle fejl, der skyldes defekte materialer eller

betjening. Forkert håndtering, fald, stød og lignende er undtaget fra garantien. En ny garantiperiode starter ikke, hvis produktet repareres eller udskiftes; de 12 måneders garantiperiode fra købsdatoen fortsætter uændret. Enhver garanti bortfalder ved manglende overholdelse, såsom brug, der ikke er tilsgivet, reparationer og ændringer foretaget på hovedbeskyttelsen eller dens komponenter af uautoriserede personer.

## 4. SYMBOLIT

Symbolit ja niiden selitykset löytyvät sivulta 19.

## 5. VAKAVAN TAPAUKSEN ILMOITUS

Jos laitteen käytön yhteydessä ilmenee vakavia tapahtumia, niistä on ilmoitettava viipyväältä paikalliselle jälleenmyyjälle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Paikallinen jälleenmyyjä välittää tiedot valmistajalle.

## SVENSKA BRUKSANVISNING

# Nož za kruh - Ergonomski

### 1. AVSEDD ANVÄNDNING

Den ergonomiska kniven har ett vinklat grepp så minimal ansträngning krävs för att få jobbet gjort. Det vinklade greppet håller handen, handleden och armen i en naturlig (anatomisk) position som förhindrar överdriven ansträngning av handleden, relaterad smärta och inflammation.

### 2. RISKER OCH VARNINGAR

Utvärderingen av alla risker av VITILITY riskhantering visade att den kvarvarande risken är så låg som möjligt.

#### 2.1 SÄKERHETSRIKTLINJER

Se till att produkten är i felfritt skick innan användning.

#### 2.2 POTENTIELLA RISKER

##### - RENGÖR INNAN ANVÄNDNING

Felaktig montering eller installation kan leda till minskad prestanda eller farliga situationer.

##### - SNITT- ELLER KLÄMSKADOR

Det finns risk för skär- eller klämskador vid kontakt med rörliga eller vassa delar.

##### - DEFORMATION PÅ GRUND AV VÄRME

Produkten kan smälta, deformeras eller förlora sin funktion vid exponering för höga temperaturer.

##### - SKarpa KANTER ELLER SPETSAR

Skarpa kanter eller spetsar på produkten kan leda till skär- eller stickskador vid beröring.

##### - ANVÄNDNING AV UNGA BARN

Denna produkt är inte lämplig för barn under 6 år. Användning är endast tillåten under strikt vuxen tillsyn för att förhindra möjliga faror eller felaktig användning.

#### 2.3 VARNINGAR

Produkten måste bytas ut om ett eller flera av följande kriterier uppfylls:

- Använd inte produkten om den är skadad.
- Användarens allmänna tillstånd är en viktig del av riskbedömningen.

#### 2.4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Personer med självskadebeteende får inte lämnas ensamma med produkten.

### 3. GARANTI

Denna produkt har en garanti på 12 månader. Garantiperioden börjar på inköpsdatumet (angivet på kvittot). Under garantiperioden kan du lämna in klagomål på en defekt VITILITY-produkt till din återförsäljare eller till den angivna serviceadressen. Under denna period repararer vi kostnadsfritt alla defekter som beror på bristfälligt material

eller funktion. Felaktig hantering, fall, stötar och liknande undantas från garantin. En ny garantiperiod startar inte om produkten repareras eller byts ut; garantiperioden på 12 månader från inköpsdatumet förblir oförändrad. Garantin upphör att gälla vid överträdelser, som felaktig användning, reparationer eller ändringar av huvudskyddet eller dess komponenter av obehörliga personer.

### 4. SYMBOLER

Symbolerna och deras förklaringar finns på sidan 19.

### 5. ANMÄLAN OM ALLVARLIG INCIDENT

Vid allvarliga incidenter relaterade till användningen av enheten ska detta rapporteras till din lokala återförsäljare och den nationella behöriga myndigheten i god tid. Den lokala återförsäljaren kommer att vidarebefordra informationen till tillverkaren.

# VITILITY

## SYMBOLS

	Adjustable length (XX - XX cm)
	Adjustable width (XX - XX cm)
	Length (XX cm)
	Width (XX cm)
	Length x width (XX x XX cm)
	Length x width x depth (XX x XX x XX cm)
	Diameter (XX cm)
	Inner-diameter (XX cm)
	Adjustable angle (XX °)
	Maximal volume (XX L)
	Product weight (XX g)
	Maximal userweight (XX kg)
	Magnifies (X times)
	Suitable for dishwasher (till X °C)
	Unsuitable for dishwasher
	Suitable for microwave (till X °C)
	Unsuitable for microwave
	Handwash only

	Suitable for washingmachine (till X °C)
	Unsuitable for washingmachine
	Tools required
	No tools required
	One size
	Food safe
	Der grune punkt (The green dot)
	LOT - Identification number
	CE-Making
	Reference number
	Read manual before use
	Unique Device Identification
	Medical Device
	Stock keeping unit
	Manufacturer
	Recycle logo
	Forest Stewardship Council - logo
	Triman (France only)